

ПОРЯДОК ПРОХОДА НА МАКС-2021 В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Посещение Авиасалона МАКС-2021
возможно, если у вас есть:

QR-код*

* QR-код, полученный
на официальном сайте
gosuslugi.ru

ПЦР-тест*

* ПЦР-диагностику можно пройти в любой лаборатории
(для посетителей по распоряжению Правительства
Московской области ПЦР-тест действителен 48 часов)

Если у Вас есть QR-код:

01

Купите входной билет
заранее или в кассах на
территории Авиасалона

02

Предъявите входной билет
и QR-код при проходе на
территорию выставочного
комплекса вместе с документом,
удостоверяющим личность

03

Сотрудник Авиасалона отсканирует
QR-код и сверит его данные
с Вашими личными документами



Добро пожаловать!

Если у Вас нет QR-кода,
Вы можете сдать ПЦР-тест:

01

Купите входной билет
заранее!

02

Не позднее 12 часов дня,
предшествующего дате посещения
МАКС-2021, зарегистрируйтесь в
личном кабинете на интернет-сайте
Авиасалона, введите свои данные -
ФИО, ID входного билета
(24-значный код) и загрузить
результаты ПЦР-теста в формате
PDF либо JPEG

03

Предъявите входной билет
и документ, удостоверяющий
личность, при проходе на
территорию выставочного
комплекса



Добро пожаловать!

Для повышения удобства участников и гостей МАКС-2021 АО "Авиасалон"
достигло договорённостей с ведущими сетями диагностических
лабораторий, проводящих тестирование по методу ПЦР:

- Клиника АрхиМед www.arhimedlab.com
- Лаборатория KDL www.kdl.ru
- Центр молекулярной диагностики CMD www.cmd-online.ru
- ООО Полимед www.polymed.online

В пунктах приёма анализов этих сетей по предъявлению входного билета
или бейджа участника МАКС-2021 будут предложены специальные
условия обслуживания, включая специальную цену.

Если у Вас нет QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, по прибытии на мероприятие Вы можете **пройти экспресс ПЦР-тест** в клинике АрхиМед и в Лаборатории ГЕМОСКРИН по адресу: аэропорт «Жуковский», г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 3. Проезд бесплатный на автобусе. Время ожидания результата — **2-2,5 часа**.

Во избежание недоразумений или проблем, связанных с техническим функционированием сервиса проверки кодов в условиях большого количества пользователей и открытого пространства, для подтверждения QR-кода/ПЦР-теста в электронном виде возьмите с собой **бумажный вариант** QR-кода/ПЦР-теста. При этом бумажный бланк с результатом ПЦР-теста должен быть заверен оригинальной печатью лаборатории.